



UNIGLOVES Hygienetücher Lemon Fresh Gebrauchsfertige, alkoholisch getränkte Desinfektionstücher



- 🍋 aldehydfrei
- 🍋 schnelle Abtrocknung
- 🍋 sehr gute Hautverträglichkeit
- 🍋 geprüfte Materialverträglichkeit
- 🍋 4- Feldertest-Begutachtung
- 🍋 Auswahl verschiedener Packungsgrößen



Präparatetyp

UNIGLOVES® Hygienetücher Lemon Fresh sind gebrauchsfertige, alkoholisch getränkte Desinfektionstücher (Tränkflüssigkeit UNIGLOVES Lemon Fresh auf Alkohol- und QUATS-Basis) zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten und medizinischem Inventar, wirkend im Sinne des Medizinproduktegesetzes. UNIGLOVES® Lemon Fresh Hygienetücher bietet durch seine hautverträgliche Formulierung eine sichere Anwendung.

Anwendungsgebiete

Flächen und Gegenstände von Medizinprodukten in allen Bereichen sowie wischbaren Flächen aller Art mit einem gebrauchsfertigen Desinfektionstuch reinigen und desinfizieren. Dabei auf vollständige Benetzung und Einwirkzeiten achten. Anwendung für alkoholbeständige, nichtinvasive Medizinprodukte. Nicht geprüft für Lebensmittel- und Veterinärbereiche.

Geeignet für:

- Arzt- und Zahnarztpraxen
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und -Tischen zwischen Operationen
- Bettgestelle, Badewannen und Toilettensitze
- Bekleidung wie OP-Schuhe, Gummischürzen
- Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten
- Untersuchungsliegen
- Oberflächen medizinischer Geräte



UNIGLOVES Hygienetücher Lemon Fresh

Gebrauchsfertige, alkoholisch getränkte Desinfektionstücher

Wirkspektrum

Bakterizid (inkl. Mycobakterizid/Tb, MRSA), Levurozid (C. albicans), Fungizid (A. brasiliensis), Viruzid unbehüllte und behüllte Viren (HIV, HBV, HCV, MVA Vacciniavirus, Grippeviren, Rotavirus, Adenovirus, MNV murines Norovirus, Poliovirus)

Anwendung

UNIGLOVES® Hygienetücher Lemon Fresh werden als Wischdesinfektion verwendet. Bei der Wischdesinfektion sollten (laut Empfehlung RKI) mit einem Desinfektionstuch die Oberflächen abgewischt werden. Während der erforderlichen Einwirkzeit muss die Oberfläche vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Flächen trocknen lassen.

Unzugängliche Teile wie Hand- und Winkelstücke vorher mit UNIGLOVES Lemon Fresh benetzen, einwirken lassen und abwischen. Materialverträglichkeit entnehmen Sie bitte Seite 2 der Produktinformation. Bei Medizinprodukten oder Oberflächen, die nicht alkoholverträglich sind, empfehlen wir unsere UNIGLOVES® Flächendesinfektion anzuwenden.

Weitere Informationen zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten finden Sie auf der Internetseite des RKI. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (RKI) im Internet unter: "Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen"

Erst- und Neubefüllung einer Dose:

Nachfüllbeutel in die aufbereitete Spenderdose einsetzen. Beutel aufschneiden und Vliestuch aus der Mitte durch die Deckelöffnung führen. Dose verschließen. Lot., Herstell- und Standzeitdaten auf dem Etikett dokumentieren. Sofort einsatzbereit. Spenderdose nach jeder Tuchentnahme wieder dicht geschlossen halten, um Keimbildung und Austrocknen zu verhindern. Bei jeder Neu- / Nachbefüllung ist die manuelle und maschinelle Aufbereitung zu beachten.

Besonderer Hinweis

Vor Gebrauch Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen. UNIGLOVES® Hygienetücher Lemon Fresh ist nicht geeignet zur Haut- und Händedesinfektion. Anwendung nur durch Fachpersonal.

Persönlicher Schutz:

Vor jeder Desinfektion Handschuhe, Mundschutz und Augenschutz anlegen! Dabei für ausreichende Lüftung sorgen.

Wirkspektrum und Einwirkzeiten

Gelistet in der Sparte Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH	5 min
VAH Methode 14.3 Flächendesinfektion praxisnaher 4-Felder- Test (S. aureus) + EN 16615 (hohe Bel.)	5 min
Bakterizid geprüft nach den Standardmethoden der DGHM/VAH	
MRSA, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli, C. albicans, P. mirabilis (hohe Bel.)	30 sek.
Viruzid geprüft nach der Leitlinie der DVV	
Behüllte Viren	
BVDV (HBV/HIV/HCV, Influenzavirus, H1N1/ H5N1, Herpes-, Corona-, SARS- CoV.) (hohe Bel.)	30 sek.
Vaccinia Stamm Elstree (hohe Bel.)	30 sek.

Europäische Normen

Bakterizid/Mycobakterizid/TB

S. aureus, (hohe Bel.)	EN 16615	5 min
A. baumannii, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa (hohe Bel.)	EN 13727	30 sek.
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli (hohe Bel.)	EN 13697*	5 min
M. terrae, M. avium (hohe Bel.)	EN 14348	1 min

Levurozid

C. albicans (hohe Bel.)	EN 13624	30 sek.
C. albicans (hohe Bel.)	EN 13697*	5 min

Fungizid

A. brasiliensis (hohe Bel.)	EN 13697	5 min
-----------------------------	----------	-------

Viruzid

Behüllte Viren

MVA Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (hohe Bel.)	EN 14476	30 sek.
--	----------	---------

Unbehüllte Viren

Adenovirus Typ 5 (hohe Bel.)	EN 14476	5 min
Humaner Rotavirus (niedrige Bel.)		5 min
Poliovirus type 1 (hohe Bel.)*		5 min
MNV Norovirus (hohe Bel.)		5 min

* zusätzlich geprüfte Norm EN 13697:2015-06 zur Bestimmung der bakteriziden und/oder fungiziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen - Prüfverfahren und Anforderungen ohne mechanische Behandlung (Phase 2, Stufe 2)

Materialverträglichkeit:

Metalle	Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing
Kunststoffe	Plexiglas, PE, PA, PP, PS, PSU, PU, PVC
Gummi	Silikone, EPDM, Latex
Hinweis:	Längeren Kontakt von über 48 Stunden mit Linoleumböden und Acrylglas vermeiden! Bei Acrylglas Gefahr von Spannungsrisskorrosion! Kontakt mit Acrylaten vermeiden. Bei nicht genannten Materialien vor Gebrauch Materialprüfung durchführen.

Lagerhinweise

Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Nicht unter 5°C und über 25°C lagern.

Standzeit ab Öffnungsdatum: 28 Tage.

Die mikrobiologische Stabilität über 28 Tage gilt nur, wenn nach jeder Tuchentnahme die Spenderdose sauber und dicht verschlossen wird. Verwendbarkeit geschlossener Nachfüllbeutel ist dem Etikett zu entnehmen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt stehend lagern.



UNIGLOVES Hygienetücher Lemon Fresh

Gebrauchsfertige, alkoholisch getränkte Desinfektionstücher

Produktdaten

In 100 g Tränklösung sind enthalten:
33,66 g Ethanol, 15,84 g 2-Propanol, 0,05g
Didecyldimethylammoniumchlorid 70%, Duftstoffe

Chemisch-Physikalische Daten

Aussehen: klar, farblos
pH-Wert: ca. 5,0 – 6,0
Dichte (20°C): 0,900 – 0,920
Flammpunkt (EN 22719) ab 22,75 + 0,5 °C

Liefereinheiten und Dosierhilfen

Einzelpackung	VE	Duft Lemon	REF
90 Blatt	12 x	90 Blatt (Karton)	9096
120 Blatt	12 x	120 Blatt (Karton)	9096-120
200 Blatt	6 x	200 Blatt (Karton)	9092-200
Dosierhilfen			REF
Spenderdose	30 x	90 Blatt	9093
	30 x	120 Blatt	9093-120
	15 x	200 Blatt	9099
Tuchgrößen			
	90 + 120 Blatt		140 x 200 mm
	200 Blatt		200 x 270 mm

Weitere Produkte, die mit dem fertigen Konzentrat UNIGLOVES® Lemon Fresh hergestellt werden:

UNIGLOVES® Hygienetücher Lemon Fresh Dosen für 90 Blatt/120 Blatt/200 Blatt

UNIGLOVES® Lemon Fresh Nachfüllbeutel
1,5 Liter + 2,0 Liter

UNIGLOVES® Quick + Clean Wipes
3 Liter + 5 Liter Spendereimer

UNIGLOVES® Quick + Clean Wipes Nachfüllbeutel
70 Blatt/90 Blatt

UNIGLOVES® Lemon Fresh Schnell- und Wischdesinfektion
1 Liter, 5 Liter, 10 Liter

UNIGLOVES® Lemon Fresh Produkte können Sie in den Duftvarianten Pfirsichblüte, Vanille, Grüner Apfel oder Neutral (ohne Parfüm) erhalten.

Gefahren- und Sicherheitshinweise gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

H228	Entzündbarer Feststoff.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
P210	Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P370+P378	Bei Brand: Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel zum Löschen verwenden.

Kennzeichnung/Listung

Medizinprodukt Klasse II a / MD 0108  0123

Listung VAH unter Flächendesinfektion UNIGLOVES®
Lemon Fresh
Produkt Kennzeichnung UN 3175/
GHS02 Flamme + GHS07 Ausrufezeichen

Umweltinformation

UNIGLOVES® stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Die Firma UNIGLOVES hat ein EN 13485 Zertifikat.

Gutachter

Unsere Produkte sind vollständig begutachtet.
Auf Anfrage können Ihnen Gutachten zur Verfügung gestellt werden.

Ergänzende Informationen

Für genauere Details zu Gutachten, weiteren Produktinformationen oder Antworten auf individuelle Fragen, können Sie uns über unsere Email: unigloves@unigloves.de oder telefonisch unter **02241 - 9323 - 0** erreichen.
Hersteller: L.C. PLIWA Ljubomir Cugurovic e.K.,
Pliwa-Str. 2, 34323 Malsfeld / Ostheim

